

Anticorpo Monoclonale Coniglio Calretinin Per Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P22676

Numero articolo: CM0007602

introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Calretinin (P22676) validato per WB, IHC-P, IF-P, ELISA su Umano, Mouse, Ratto. Ideale per ricerche sull'omeostasi del calcio, plasticità neuronale e tessuto cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio Calretinin
Osservazioni/Alias	CR; CAL2; CAB29; Calretinin
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	794
Gene ID	794
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-271 della Calretinin umana (NP_001731.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P22676
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio