

Anticorpo Policlonale Rabbit Calu Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43852

Numero articolo: CM0030100

introduzione

L'anticorpo policlonale rabbit CALU (O43852) è validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in campioni di uomo, topo e ratto. La calumenina regola la carbossilazione dipendente dalla vitamina K e il legame del calcio. È ideale per ricerche su reticolo endoplasmatico e apparato di Golgi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	CALU Rabbit pAb
Note / Alias	CALU; calumenina
Specie	Uomo
ID gene	813
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-315 della CALU umana (NP_001210.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43852
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio