


Anticorpo Policlonale Coniglio Camp Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P49913

Numero articolo: CM0017526



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting CAMP umano (LL-37/CAP-18), validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Cross-reatta con ratto. Per la ricerca sull'immunità innata e antimicrobica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CAMP pAb coniglio
Osservazioni/Alias	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39; CAMP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	820
GeneID	820
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 132-170 del CAMP umano (NP_004336.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P49913
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio