


Anticorpo Monoclonale Coniglio Capg Per Wb, Elisa - P40121

Numero articolo: CM0009574



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio CAPG (P40121) convalidato per Western blot e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Bersaglia la proteina di cattura dei macrofagi, un regolatore chiave dell'actina. Adatto per ricerche sul citoscheletro e sulla funzione dei macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio CAPG
Note/Alias	MCP; AFCP; HEL-S-66; CAPG
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	822
GeneID	822
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-188 della CAPG umana (P40121).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P40121
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio