

Anticorpo Policlonale Coniglio Cas9 Per Wb E Elisa - Cas9

Numero articolo: CM0013719

introduzione

Anticorpo Policlonale (pAb) Coniglio CAS9 per applicazioni di Western blotting ed ELISA. Rileva CAS9 da *Staphylococcus aureus* con reattività crociata prevista con l'essere umano e altre specie. Immunogeno ricombinante. Adatto per la ricerca CRISPR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	CAS9 Coniglio pAb
Note/Alias	CAS9
Specie	<i>Staphylococcus aureus</i>
ID Gene (Umano)	CAS9
ID Gene	901176
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 450-730 di <i>Streptococcus pyogenes</i> M1 GAS CAS9 (NP_269215.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Altro (Ampio Intervallo Previsto)
Spedizione	Borsa del ghiaccio