

Anticorpo Policlonale Coniglio Casc5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ng31

Numero articolo: CM0017026



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si targeting CASC5/KNL1 umano, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Rileva umano e ratto, adatto per studi sul cinetocore e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CASC5 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	D40; CT29; Spc7; CASC5; MCPH4; hKNL-1; AF15Q14; PPP1R55; hSpc105
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	57082
Gene ID	57082
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-300 di CASC5 umano (NP_733468.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q8NG31
Peso proteico	265kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio