

Chinasi Della Caseina 2 Beta (Csnk2B) - Anticorpo Policlonale Di Coniglio - P67870

Numero articolo: CM0017743



introduzione

Anticorpo policlonale contro CSNK2B umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione di CK2 e sull'infezione da EBV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Chinasi della caseina 2 beta (CSNK2B) - anticorpo policlonale di coniglio
Note/Alias	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS; Chinasi della caseina 2 beta (CSNK2B)
Specie	Umano
ID del gene (umano)	1460
ID del gene	1460
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-215 della chinasi della caseina 2 beta umana (Chinasi della caseina 2 beta (CSNK2B)) (NP_001311.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P67870
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante