

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Caspasi-10 Per Wb, Elisa - Q92851

Numero articolo: CM0013231

introduzione

Il pAb di coniglio anti-Caspasi-10 è un anticorpo policlonale specifico per l'uomo, validato per WB ed ELISA. È diretto contro la caspasi iniziatrice dell'apoptosi da 59 kDa, ideale per la ricerca sull'apoptosi e sulla morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Caspasi-10
Note/Alias	MCH4; ALPS2; FLICE2; FLICE-2; Caspasi-10
Specie	Uomo
GenelD (uomo)	843
GenelD	843
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 220-521 della Caspasi-10 umana (NP_116759.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q92851
Peso della proteina	59 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante