

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Caspasi-12 Per Wb, Ihc, If, Elisa - Q6Uxs9

Numero articolo: CM0007229

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la proteina umana Caspasi-12. Adatto per applicazioni di Western blot, IHC, IF ed ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Utile per la ricerca sull'immunità innata e sulla risposta infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Caspasi-12
Note/Alias	CASP-12; CASP12P1; Caspasi-12
Specie	Umano
GeneID (umano)	100506742
GeneID	100506742
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 della Caspasi-12 umana (NP_001177945.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q6UXS9
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante