

Pab Di Coniglio Anti-Caspasi-8 - O89110

Numero articolo: CM0013917

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Caspasi-8, un regolatore chiave dell'apoptosi, della necroptosi e della piroptosi. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA; reagisce con proteine umane e murine. Ideale per la ricerca sulla morte cellulare e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Caspasi-8
Note/Alias	MACH; Mch5; FLICE; CASP-8; Caspasi-8
Specie	Topo
GeneID (umano)	841
GeneID	12370
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 4-480 della Caspasi 8 murina (NP_033942.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	O89110
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante