

Cast Rabbit Pab Per Wb, Elisa - P20810

Numero articolo: CM0030989

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CAST umano (Calpastatina) per WB ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per l'inibizione della calpaina, la degradazione muscolare e la ricerca sulle proteasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CAST Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BS-17; PLACK; ST
Specie	Umano
GenelD (Umano)	831
GenelD	831
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P20810
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio