

Anticorpo Policlonale Coniglio Castor1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wtx7

Numero articolo: CM0019280



introduzione

Anticorpo anticorpo policlonale coniglio CASTOR1 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva CASTOR1 umano, cross-reagisce con topo e ratto. Sensore di arginina citosolico per la ricerca sulla segnalazione mTORC1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CASTOR1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	GATSL3; CASTOR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	652968
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-329 di CASTOR1 umano (NP_001032755.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WTX7
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio