

Anticorpo Policlonale Coniglio Cathepsin G Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08311

Numero articolo: CM0028599



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Cathepsin G validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio delle funzioni delle proteasi a serina nell'infiammazione, nella risposta immunitaria e nell'attività antimicrobica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale coniglio Cathepsin G
Osservazioni/Alias	CG; CATG; Cathepsin G
Specie	Umano
GeneID	1511
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-255 della Cathepsin G umana (NP_001902.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08311
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio