


Anticorpo Policlonale Caveolina-1 (Coniglio) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q03135

Numero articolo: CM0023732



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Caveolina-1 umana (CAV1), validato per Western blot (WB), immunofluorescenza (IF-P), immunoistochimica (IHC-P) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle caveole, la segnalazione cellulare e gli studi sul traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb Caveolina-1 Coniglio
Note/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolina-1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	857
ID Gene	857
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-80 della Caveolina-1 umana (NP_001744.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q03135
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio