

Caveolin-3 Coniglio Pab - P56539

Numero articolo: CM0016008

introduzione

Caveolin-3 Coniglio pAb per WB ed ELISA, validato in umano, topo, ratto. Mira a caveolina-3, una proteina di impalcatura muscolo-specifica per la riparazione della membrana e la segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Caveolin-3 Coniglio pAb
Note/Alias	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolin-3
Specie	Umano
ID Gene	859
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 della Caveolina-3 umana (NP_001225.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P56539
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio