

Cbfb Rabbit Pab Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13951

Numero articolo: CM0028808



introduzione

Anticorpo policlonale CBFB coniglio validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce la subunità beta del fattore di legame al core umano, murino e ratto, un importante coregolatore trascrizionale nell'ematopoiesi e nella funzione immunitaria. Adatto per la ricerca sul cancro e sulle malattie infettive.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CBFB Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CLCD2; PEBP2B; CBFB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	865
GeneID	865
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-182 di CBFB umano (NP_001746.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13951
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio