


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cbx2 Per Wb & Elisa - Q14781

Numero articolo: CM0011690



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la CBX2 umana, una proteina del gruppo Polycomb. Reagisce con uomo, topo e ratto. Validato per WB e ELISA. CBX2 è fondamentale per la regolazione della cromatina, il silenziamento genico e lo sviluppo sessuale. Ideale per la ricerca epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CBX2 Rabbit mAb
Note / Alias	M33; CDCA6; SRXY5; CBX2
Specie	Uomo
ID gene	84733
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 433-532 della CBX2 umana (Q14781)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q14781
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio