

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ccar2/Dbc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N163

Numero articolo: CM0019490



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CCAR2/DBC1 (p30 DBC) per WB, IHC-P, ELISA. Rileva la proteina umana, murina e di ratto. Indaga i ruoli nell'apoptosi, nella regolazione trascrizionale e nei ritmi circadiani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CCAR2/DBC1 pAb di coniglio
Note/Alias	CCAR2; DBC-1; DBC1; KIAA1967; NET35; p30 DBC; p30DBC; regolatore 2 del ciclo cellulare e dell'apoptosi; CCAR2/DBC1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	57805
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di CCAR2/DBC1 umano (NP_066997.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8N163
Peso della proteina	102 kDa/103 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante