

Anticorpo Policlonale Coniglio Ccl21 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 000585

Numero articolo: CM0021734



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CCL21 umano (6Ckine/SLC), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'homing linfocitario e sulle chemochine. Riconosce una banda a ~15 kDa. Reagisce con CCL21 umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CCL21 Rabbit pAb
Note/Alias	ECL, SLC, CKb9, TCA4, 6Ckine, SCYA21, CCL21
Specie	Umano
GeneID	6366
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 24-134 di CCL21 umano (NP_002980.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	000585
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio