

Pab Di Coniglio Contro Ccl25 Per Wb, Elisa - 015444

Numero articolo: CM0019213

introduzione

Il pAb di coniglio contro CCL25 è un anticorpo policlonale specifico per la CCL25 umana, validato per Western blot e ELISA. Ideale per lo studio delle funzioni delle chemochine espresse nel timo nello sviluppo dei linfociti T e nelle risposte infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio contro CCL25
Annotazioni / Alias	TECK; Ckb15; SCYA25; TECKvar; Ck beta-15; CCL25
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6370
GeneID	6370
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-150 della CCL25 umana (NP_005615.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O15444
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio