

Ccl7 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - P80098

Numero articolo: CM0022573



introduzione

Anticorpo policlonale CCL7 di coniglio validato per Western blotting ed ELISA. Reagisce con CCL7 umano e di ratto, una chemochina coinvolta nel reclutamento di cellule immunitarie e nell'infiammazione. Ideale per la ricerca in immunologia e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CCL7 Coniglio pAb
Note/Alias	FIC; MARC; MCP3; NC28; MCP-3; SCYA6; SCYA7; CCL7
Specie	Umano
GeneID (umano)	6354
GeneID	6354
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-99 di CCL7 umano (NP_006264.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P80098
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio