

Ccr7 Pab Di Coniglio - P47774

Numero articolo: CM0030757

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CCR7 per WB e ELISA. Reagisce con CCR7 di topo e ratto. Adatto per studiare il traffico di cellule immunitarie mediato da recettori chemochinici e le risposte infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CCR7 pAb di coniglio
Note/Alias	EBI1; CCR-7; CD197; Ebi1h; Cdw197; Cmkbr7; CC-CKR-7
Specie	Topo
GeneID (Umano)	1236
GeneID	12775
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 211-310 della CCR7 di topo (NP_031745.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P47774
Peso proteico	43 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio