

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Cd11B (Integrina Alfa-M) Per Wb Ed Elisa - P11215

Numero articolo: CM0019092



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro CD11b umano (Integrina alfa-M), validato per applicazioni di Western blot ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'adesione delle cellule immunitarie, sui recettori del complemento e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio CD11b
Note/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6; CD11b/ITGAM
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3684
ID Gene	3684
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di CD11b umano (NP_000623.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11215
Peso Proteico	127kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio