

Anticorpo Monoclonale Cd11B Rabbit Polymab® Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11215 / P05555

Numero articolo: CM0009373



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia CD11b umano (Integrina α -M, MAC-1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per studi sull'immunità innata, l'adesione cellulare e la funzione dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD11b Rabbit PolymAb®
Annotazioni/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3684
ID gene	3684/16409
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di CD11b umano (NP_000623.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P11215/P05555
Peso proteico	127kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio