

Cd11B/Itgam Pab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11215

Numero articolo: CM0014983



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'integrina alfa-M (CD11b/ITGAM). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Adatto allo studio dell'adesione cellulare, della fagocitosi e dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD11b/ITGAM pAb di coniglio
Note/alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6; CD11b/ITGAM
Specie	Umana
GeneID	3684 (umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 145-340 di CD11b/ITGAM (NP_000623.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, di ratto
SWISS	P11215
Peso della proteina	127 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante