

Mab Di Coniglio Anti-Cd138 - P18827

Numero articolo: CM0008227



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD138 per IHC-P, FC ed ELISA. Riconosce il CD138/Syndecan-1 umano e della scimmia cynomolgus. Ideale per la ricerca sulle plasmacellule e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD138
Note/alias	SDC; CD138; SYND1; syndecan
Specie	Uomo
ID gene (uomo)	6382
ID gene	6382
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-251 del CD138 umano (NP_002988.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	IHC-P, FC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, scimmia cynomolgus
SWISS	P18827
Peso della proteina	32 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio