


Anticorpo Policlonale Rabbit Cd14 Per Wb, If/Icc, Elisa - P08571

Numero articolo: CM0028420



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-CD14 validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva CD14 in campioni umani, di topo e ratto. Ideale per ricerche sull'immunità innata e la segnalazione LPS.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD14 Rabbit pAb
Note / Alias	CD14
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	929
GeneID	929
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-330 della CD14 umana (NP_000582.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P08571
Peso proteico	40 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio