


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd146/Mcam Per Wb E Elisa - P43121

Numero articolo: CM0021970



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro CD146/MCAM umano, validato per Western blot ed ELISA. Rileva MCAM umano e di ratto, ideale per la ricerca sull'adesione cellulare, la metastasi tumorale e la biologia vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD146/MCAM pAb di coniglio
Note/alias	CD146, MUC18, HEMCAM, METCAM, MeICAM
Specie	Umano
GeneID	4162
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 447-646 di CD146/MCAM umano (NP_006491.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	P43121
Peso della proteina	72 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio