

## Pab Di Coniglio Cd160 Per Wb E Elisa - 095971

Numero articolo: CM0028577



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CD160 umano, validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sui recettori delle cellule immunitarie e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | CD160 Rabbit pAb                                                                                                                                   |
| Note/Alias          | NK1, BY55, NK28, CD160                                                                                                                             |
| Specie              | Umano                                                                                                                                              |
| ID gene (Umano)     | 11126                                                                                                                                              |
| ID gene             | 11126                                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante, proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-181 di CD160 umano (NP_008984.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                          |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                                  |
| SWISS               | O95971                                                                                                                                             |
| Peso proteico       | 20kDa                                                                                                                                              |
| Spedizione          | Borsa di ghiaccio                                                                                                                                  |