

Cd18 Rabbit Pab - P05107

Numero articolo: CM0024283



introduzione

L'anticorpo policlonale CD18 Rabbit rileva l'Integrina beta-2 umana (ITGB2, LFA-1, MAC-1) e presenta reattività crociata con topo e ratto. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ideale per la ricerca sull'adesione dei leucociti e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD18 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	LAD; CD18; MF17; MF17; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3689
GeneID	3689
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-125 di CD18 (NP_000202.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05107
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio