

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Cd19 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15391

Numero articolo: CM0003393



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-CD19 validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con CD19 umano e di scimmia cynomolgus, un corecettore dei linfociti B coinvolto nella segnalazione del BCR. Ideale per la ricerca sui linfociti B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-CD19
Note/Alias	B4; CVID3; CD19
Specie	Umano
Gene ID	930
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 457-556 del CD19 umano (NP_001761.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Scimmia cynomolgus
SWISS	P15391
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio