


Cd1B Rabbit Pab Per Wb, Elisa - P29016

Numero articolo: CM0030016



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting CD1B umano, una glicoproteina di superficie delle cellule T che presenta antigeni lipidici alle cellule NKT. Adatto per Western blot e ELISA. Validato con immunogeno ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD1B Rabbit pAb
Note/Alias	R1; CD1; CD1A; CD1B
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	910
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 18-303 del CD1B umano (NP_001755.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P29016
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio