

Pab Di Coniglio Cd200 Per Wb, Elisa - P41217

Numero articolo: CM0026524

introduzione

pAb di coniglio CD200 (anticorpi policlonali) di alta qualità per WB, ELISA. Bersaglia la proteina CD200 umana (glicoproteina di membrana OX-2; SWISS: P41217) e presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per studi sulla costimolazione dei linfociti T e la regolazione delle cellule mieloidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio CD200
Annotazioni/Alias	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	4345
ID gene	4345
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-240 della CD200 umana (NP_005935.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P41217
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio