

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Cd267/Taci Per Citometria A Flusso - Q9Et35

Numero articolo: CM0006252

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante diretto contro CD267/TACI (TNFRSF13B) di topo, validato per citometria a flusso. Recettore per APRIL e BAFF, fondamentale per la funzione delle cellule B e l'immunità umorale. Per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD267/TACI Rabbit mAb
Note/Alias	Taci; 1200009E08Rik; CD267/TACI
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	23495
GeneID	57916
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 5-129 di CD267/TACI di topo (NP_067324.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9ET35
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio