

Cd275 Rabbit Mab Per Wb, Elisa - 075144

Numero articolo: CM0005238



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità mirato al CD275 umano (B7H2/ICOSL). Validato per applicazioni WB ed ELISA, ideale per studi di costimolazione delle cellule T e risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD275 Rabbit mAb
Note/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23308
GeneID	23308
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD275 umano.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O75144
Peso Proteico Molecolare	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio