

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Cd31/Pecam1 Per Wb, If-P, Elisa - P16284

Numero articolo: CM0019027



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CD31/PECAM1, validato per western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Riconosce una proteina di 83kDa fondamentale per la migrazione transendoteliale dei leucociti, l'adesione cellulare e la fagocitosi. Adatto per la ricerca cardiovascolare e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD31/PECAM1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CD31; PECA1; GPIIA'; PECAM-1; endoCAM; CD31/EndoCAM; CD31/PECAM1
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	5175
GenelD	5175
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 630-738 di CD31/PECAM1 (NP_000433.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P16284
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio