

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Cd34 Per Wb - P28906

Numero articolo: CM0014361

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CD34, validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA in umano e ratto. Adatto per studi sull'emopoiesi e sull'adesione delle cellule staminali. 41kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio CD34
Osservazioni/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	947
GeneID	947
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 32-290 del CD34 umano (NP_001020280.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P28906
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio