


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Cd4 Per Wb, If-P, Elisa - P01730

Numero articolo: CM0015716



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio CD4 validato per WB, IF-P, ELISA in campioni umani. Riconosce la glicoproteina di superficie dei linfociti T CD4, un corecettore immunitario critico e recettore per l'HIV. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio CD4 (pAb)
Note/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut; CD4
Specie	Umano
GenelD (umano)	920
GenelD	920
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-207 di CD4 (NP_000607.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01730
Peso Proteico	51 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio