

Mab Di Coniglio Anti-Cd42B Per Wb, Ihc-P, Elisa - P07359

Numero articolo: CM0006872



introduzione

mAb di coniglio anti-CD42b (SWISS: P07359) validato per WB, IHC-P ed ELISA. Targetizza la catena alfa della glicoproteina Ib piastrinica umana, coinvolta nell'emostasi. Ideale per la ricerca sulla biologia piastrinica e sui disturbi emorragici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD42b
Note/alias	BSS; GP1B; VWDP; CD42B; GPIbA; BDPLT1; BDPLT3; DBPLT3; GPIbalpha; CD42b-alpha; CD42b
Specie	Umana
GeneID (umano)	2811
GeneID	2811
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 15-531 di CD42b umano (NP_000164.5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P07359
Peso della proteina	72 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante