

Mab Di Coniglio Anti-Cd43 Per Wb, If/Icc, Elisa - P16150

Numero articolo: CM0006971

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD43 validato per western blot, IF/ICC ed ELISA su campioni umani. Ha come bersaglio la leucosialina, un regolatore chiave delle funzioni delle cellule T e del reclutamento dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD43
Note/alias	SPN; CD43; GALGP; GPL115; LSN; leucosialina
Specie	Umana
ID del gene	6693
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-253 della CD43 umana (NP_003114.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P16150
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante