


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Cd44 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P16070

Numero articolo: CM0014261



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il CD44 umano, validato per Western blot, immunoistochimica (paraffina) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca sull'adesione cellulare, la migrazione e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio CD44
Note/Alias	IN, LHR, MC56, MDU2, MDU3, MIC4, Pgp1, CDW44, CSPG8, H-CAM, HCELL, ECM-III, HUTCH-1, HUTCH-I, ECMR-III, Hermes-1, CD44
Specie	Umano
GeneID (Umano)	960
GeneID	960
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-178 del CD44 (NP_000601.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P16070
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio