

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Cd46 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15529

Numero articolo: CM0022441



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD46 di alta qualità, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce CD46 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione del complemento e sulle interazioni ospite-patogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CD46 pAb di coniglio
Note/alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10; CD46
Specie	Umano
ID genico (umano)	4179
ID genico	4179
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-320 di CD46 umano (NP_722548.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P15529
Peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante