

## Anticorpo Policlonale Cd53 (Coniglio) Per Wb E Elisa - Q61451

Numero articolo: CM0023622

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro CD53 murino (Ox-44, Tspan25) per WB e ELISA. Validato su campioni di topo; ideale per studiare le funzioni delle tetraspanine nello sviluppo delle cellule B, nell'homing dei linfociti e nella segnalazione infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | CD53 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Osservazioni/Alias  | Ox-44; Tspan25; CD53                                                                                                            |
| Specie              | Topo                                                                                                                            |
| GeneID              | 12508                                                                                                                           |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 107-181 del CD53 murino (NP_031677.1). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività crociata | Topo                                                                                                                            |
| SWISS               | Q61451                                                                                                                          |
| Peso proteico       | 24kDa                                                                                                                           |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                              |