


Cd59 Pab Di Coniglio - P13987

Numero articolo: CM0023527



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-CD59 per WB, IHC-P, ELISA. Bersaglia la CD59 umana (SWISS: P13987, 14 kDa) con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul complemento e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD59 PAb di coniglio
Annotazioni/Alias	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MACIF; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	966
ID gene	966
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-128 della CD59 umana (NP_001120695.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P13987
Peso proteico	14 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio