

Cd7 Coniglio Pab - P09564

Numero articolo: CM0026805

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio CD7 validato per WB, FC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con l'antigene delle cellule T umano e di ratto CD7 (GP40/TP41). Ideale per la ricerca immunologica sull'attivazione delle cellule T e NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD7 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GP40, TP41, Tp40, LEU-9, CD7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	924
GeneID	924
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-180 del CD7 umano (NP_006128.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	P09564
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio