


Cd70 Rabbit Pab - P32970

Numero articolo: CM0018995



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit CD70 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Uomo, Topo, Ratto. Adatto per studiare la segnalazione CD70-CD27 nella regolazione immunitaria e nella ricerca sul microambiente tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	CD70 Rabbit pAb
Note/Alias	CD27L; LPFS3; CD27-L; CD27LG; TNFSF7; TNLG8A; CD70
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	970
GeneID	970
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 47-126 della CD70 umana (NP_001243.1).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P32970
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco