

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd79A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P11912

Numero articolo: CM0007249



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD79a di alta qualità, validato per campioni umani in Western blot, IHC-P, IF/ICC, citometria a flusso ed ELISA. Rileva la catena alfa del recettore delle cellule B da 25kDa (SWISS P11912), fondamentale per la segnalazione BCR e la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD79a
Note/Alias	IGA; MB1; MB-1; IGAlpha; CD79a
Specie	Umana
GeneID (Umano)	973
GeneID	973
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 165-225 del CD79a umano (NP_001774.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Cross-reattività	Umana
SWISS	P11912
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico