

Anticorpo Monoclonale Coniglio Cd79B Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P40259

Numero articolo: CM0004829



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio CD79B validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione del recettore delle cellule B e per lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD79B mAb Coniglio
Note/Alias	B29; IGB; AGM6; Igbeta; CD79B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	974
GeneID	974
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P40259
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio