

Cdc25C Pab Di Coniglio Per If/Icc, Elisa - P30307

Numero articolo: CM0017004



introduzione

Il pAb di coniglio CDC25C è un anticorpo policlonale validato per IF/ICC ed ELISA, diretto contro la fosfatasi 3 induttrice della fase M. Adatto per campioni umani nella ricerca sul ciclo cellulare e in oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	CDC25C pAb di coniglio
Note/alias	CDC25; PPP1R60; CDC25C
Specie	Umano
GeneID (umano)	995
GeneID	995
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P30307
Peso della proteina	53 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante