

Anticorpo Monoclonale Coniglio Cdc5L Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99459

Numero articolo: CM0011029



introduzione

mAb coniglio CDC5L, validato per WB, IHC-P, ELISA. Riconosce CDC5L umano e murino (92 kDa). Ideale per studi su splicing, ciclo cellulare e danno al DNA. UniProt Q99459.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio CDC5L
Note/Alias	CDC5; CEF1; PCDC5RP; CDC5-LIKE; dj319D22.1; CDC5L
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	988
GeneID	988
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q99459
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio